

Descrierea produsului

Total Knee 2000 asigură absorbția șocurilor, confort și un mers natural. Garda dintre sol și varful piciorului este realizată prin scurtare în porțiunea medie a fazei de balans, prevenind ridicarea excesivă a șoldului. Controlul hidraulic cu 3 faze a balansului se adaptează la schimbarea vitezei de mers. Flexia în faza de sprijin poate fi ajustată, imitând flexia genunchiului în timpul fazei de amortizare, reducând șocul și stresul asupra membrului rezidual.

Caracteristici principale

- Articulație de genunchi policentrică, cu sistem de blocare geometrică
- Ajustarea controlului fazei de balans cu ajutorul sistemului hidraulic cu 3 faze (3 supape)
- Flexie ajustabilă în faza de sprijin
- Asistență extensie ajustabilă
- Înălțime construită redusă, potrivit pentru bonturi transfemorale lungi sau dezarticulație de genunchi
- Adaptabilitate pilon de 30 mm (13/16")
- Unghi mare de flexie a genunchiului, până la 150°

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului and Transfemural

- Impact Level:

Moderată and Amputație înaltă

- Max patient weight

100 kg (220 lbs)