

Descrierea produsului

Total Knee 2100 este un genunchi policentric cu control hidraulic al balansului în 3 faze, conceput pentru cerințele utilizatorilor cu un nivel de activitate mai ridicat. Cu o capacitate de fluid mai mare cu 25% comparativ cu modelul 2000, Total Knee 2100 vă oferă o stabilitate, un control, o eficiență și o durabilitate îmbunătățite.

Caracteristici principale

- Genunchi cu articulație policentrică, cu sistem de blocare geometrică
- proiectat pentru deplasare cu viteze diferite, niveluri crescute de impact și sarcini mai mari
- flexie postură ajustabilă
- sistem reglabil de asistență extensie
- înălțime redusă, potrivit pentru membre lungi cu amputație transfemurală sau dezarticularea genunchiului
- adaptabilitate a pilonului de 30 mm (13/16")
- unghi mare de flexie a genunchiului, până la 150°

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului and Transfemural

- Impact Level:

Moderată, Amputație înaltă and Extremitate

- Max patient weight

125 kg (275 lb)