

Descrierea produsului

3A1010 este o articulație ușoară, monocentrică a genunchiului, cu funcție de frână și manetă de blocare. Datorită funcției 2-în-1, este adecvată pentru utilizare în faza de reabilitare. Funcția de blocare a articulației genunchiului recomandă acest produs în special pentru exercițiile inițiale de ridicare și mers. CPO poate activa funcțiile de flexie și extensie. 3A1010 poate fi dotată cu un sistem de blocare detașabil, care activează funcția de frânare.

Caracteristici principale

- Dispune de o funcție de blocare pentru un grad ridicat de siguranță în timpul exercițiilor inițiale de ridicat și mers.
- Niveluri de siguranță adaptabile, pentru utilizare în terapie
- Flexia și extensia pot fi deblocate în funcție de progresul pacientului
- Gradul de flexie și extensie poate fi adaptat utilizatorului