

Specificații

Informații despre produs

Tip de produs Mecanic policentric

Grad de mobilitate 2, 3

Greutate corporală maximă 100 kg

Nivel de amputare Amputație transfemurală,

Dezarticulare șold, Dezarticulare genunchi,

Hemipelvectomie

Grup de utilizatori adulți, adulți maturi

Activități Utilizare zilnică

Material Aluminiu

Date despre produs

Număr articol 3R106 3R106=KD 3R106=ST

Max. Greutate corporală 100 kg 100 kg 100 kg

Gradul de mobilitate 2, 3 2, 3 2, 3

Greutate 760 g 755 g 765 g

Conexiune proximală

Piramidă

Ancoră de laminare

Conector filetat

Conexiune distală

Clemă tub Ø 30 mm

Clemă tub Ø 30 mm

Clemă tub Ø 30 mm

Unghi de flexie a genunchiului 170 ° 170 ° 170 °

Înălțimea sistemului 162 mm 184 mm 180 mm

Înălțimea proximală a sistemului față de punctul de referință de aliniere -6 mm