

Specificații

Informații produs

Tip produs Mecanic Policentric

Gradul de mobilitate 2, 3

Greutatea corporală max. 125 kg

Nivelul amputației Amputație de coapsă

Material Aluminu

Fișier produs

Număr articol	3R60	3R60=HD	3R60=KD	3R60=ST
Greutatea corporală max.	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Gradul de mobilitate	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3
Greutate	845 g	880 g	940 g	845 g
Racord proximal	Pyramid	Pyramid (10° inclined)	Lamination anchor	Threaded connector
Racord distal	Pyramid	Pyramid	Pyramid	Pyramid
Unghi de flexiune genunchi	150 °	150 °	150 °	150 °
Înălțimea sistemului	171 mm	174 mm	193 mm	189 mm
Înălțimea proximală a sistemului până la punctul de referință al structurii	-2 mm	1 mm	20 mm	16 mm
Înălțimea distală a sistemului până la punctul de referință al structurii	173 mm	173 mm	173 mm	173 mm
Înălțimea de montare	207 mm	210 mm	211 mm	207 mm
Înălțimea proximală de montare până la punctul de referință al structurii	16 mm	19 mm	20 mm	16 mm
Înălțimea distală de montare până la punctul de referință al structurii	191 mm	191 mm	191 mm	191 mm