

Informații produs

Tip produs Mecanic Monocentric

Gradul de mobilitate 3, 4

Greutatea corporală max. 150 kg

Nivelul amputației Amputație de coapsă, Dezarticulație de șold, Knee disarticulation, Hemipelvectomy

Grupul de utilizatori Adulți

Activități Utilizare zilnică, Sport

Rezistență la umiditate rezistent la apă

Material Aluminiu

Fișier produs

Număr articol	3R80	3R80=ST
Greutatea corporală max.	150 kg	150 kg
Gradul de mobilitate	3, 4	3, 4
Greutate	1240 g	1255 g
Racord proximal	Miez de ajustare	Racord filetat
Racord distal	Prinderea țevelor Ø 34 mm	Prinderea țevelor Ø 34 mm
Unghi de flexiune genunchi	150 °	150 °
Înălțimea sistemului	163 mm	179 mm
Înălțimea proximală a sistemului până la punctul de referință al structurii	28 mm	44 mm
Înălțimea distală a sistemului până la punctul de referință al structurii	135 mm	135 mm
Înălțimea de montare	218 mm	216 mm
Descărcări		