

Informații produs

**Gradul de 3, 4
mobilitate**

Fişier produs

Număr articol	Racord distal	Racord proximal	Unghi de flexiune genunchi	Înălțime a sistemului ui	Înălțime a proximală a sistemului ui până la punctul de referință al structurilor i	Înălțime a distală a sistemului ui până la punctul de referință al structurilor i	Greutate	Greutatea corporală max.
3R85=S	Prinderea țevilor	Miez de ajustare	145 °	160 mm	26.5 mm	133 mm	1255 g	100 kg
3R85=ST-S	Prinderea țevilor	Miez de ajustare	145 °	160 mm	26.5 mm	133 mm	1255 g	100 kg
Număr articol 3R85								
Racord distal	Prinderea țevilor							