

Specificații

Informații produs

Tip produs Adaptoare funcționale

Gradul de mobilitate 1, 2, 3, 4

Greutatea corporală max. 150 kg

Fișier produs

Număr articol 4R57

Gradul de mobilitate 1, 2, 3, 4

Material Oțel, inoxidabil

Racord proximal Miez de ajustare

Racord distal Locaș pentru miezul de ajustare

Înălțimea sistemului 22 mm

Înălțimea de montare 22 mm

Greutate 170 g

Rotație max. 360° (fără înveliș din material spongios)

Greutatea corporală max. 150 kg

4R57=ST

1, 2, 3, 4

Oțel, inoxidabil
Filet

Locaș pentru miezul de
ajustare
42 mm

24 mm

185 g
max. 360° (fără înveliș din
material spongios)
150 kg