

Proteza modulară de șold 7E7 este concepută să funcționeze armonios cu celelalte componente Ottobock pe care le selectați pentru pacienții cu dezarticulare de șold și hemipelvectomie.

Proteza monocentrică de șold 7E7 este concepută pentru amputații la nivelul dezarticulării de șold și hemipelvectomie, cu un grad de mobilitate de 2 sau 3.

Secțiunea superioară a articulației de șold 7E7 este conectată la soclu prin placa de laminare și la secțiunea inferioară prin axa șoldului.

- Asistența de extensie reglabilă continuu limitează amplitudinea mișcării în timpul mersului
- Înălțimea structurală redusă ajută la minimizarea înclinării pelvine în șezut
- Abducția/adducția, flexia/extensia și rotația sunt reglabile continuu
- Aprobata pentru o greutate corporală maximă de 100 kg (220 lbs)

- Recomandată pentru gradele de mobilitate MOBIS 2 și 3 (mergători cu restricții și fără restricții în aer liber)