



FIȘĂ TEHNICĂ DISPOZITIV MEDICAL ORTEZĂ DE GENUNCHI BALANT OA Rebel Reliever®

U03309

Caracteristici tehnice:

- Tehnologia LoadShifter: aplică o forță corectivă în 3 puncte pentru a transfera greutatea de pe zonele afectate ale genunchiului.
- Articulații brevetate TM5+: imită mișcarea naturală a genunchiului

	 (a)		 (b)		 (c)	
	cm	in	cm	in	cm	in
XS	31 - 39	12 ½ - 15 ½	7,5 - 9	3 - 3 ½	28 - 32	11 - 12 ½
SM	39 - 47	15 ½ - 18 ½	9 - 10	3 ½ - 4	31 - 35	12 ¼ - 13 ¼
MD	47 - 53	18 ½ - 21	10 - 11,5	4 - 4 ½	34 - 38	13 ¼ - 15
LG	53 - 60	21 - 23 ½	11,5 - 12,5	4 ½ - 5	37 - 40	14 ¼ - 15 ¾
XL	60 - 64	23 ½ - 25	12,5 - 14	5 - 5 ½	38 - 43	15 - 17
XXL	64 - 71	25 - 28	14 - 15,5	5 ½ - 6	43 - 48	17 - 19