

FIȘĂ TEHNICĂ DISPOZITIV MEDICAL FOTOLIU RULANT DE INTERIOR TIP WC

W1960

Caracteristici tehnice:

Lățime între cotiere:	46 cm
Înălțime șezut:	44 cm
Înălțime spătar:	44,5 cm
Diametru roți:	125 mm
Dimensiuni scaun (l × a × h):	56,5 × 77 × 97 cm
Culoare:	albastru
Greutatea maximă a utilizatorului:	100 kg
Funcționalitate:	Suport pentru picioare și cotiere retractabile pentru a facilita transferurile.
Confortabilitate:	Spătar detașabil, poate fi plasat peste vasul de toaletă.
Compact:	Ușor de transportat și depozitat după demontare.
Siguranță:	Frâne posterioare pentru blocarea roților.

Lățime totală  56,5 cm	Adâncime totală  77 cm	Înălțime totală  97 cm
Înălțime sub șezut cu glisieră / fără glisieră  41/44 cm	Lățime între cotiere  46 cm	Lățime / înălțime a recipientului  30,5/17 cm