

Descrierea produsului

O mână protetică mioelectrică, multiarticulată, care oferă cinci degete acționate individual și degetul mare cu rotație manuală.

Caracteristici principale

- Degete motorizate independent, cu prindere conformă și capacitate de blocare.
- Degetul mare se rotește manual și poate fi poziționat între modul lateral și opozițional pentru a crea diferite poziții de prindere.
- Funcția noastră de amplificare a vitezei poate mări viteza degetelor cu până la 30%.
- Controlul din aplicație oferă acces instantaneu la Quick Grips™, prin atingerea unei pictograme.
- Controlul muscular folosește semnale musculare specifice, denumite declanșatoare, pentru a instrui mâna să activeze un anumit tip de prindere.
- 12 opțiuni diferite de prindere automată disponibile.
- Biosim™ și aplicații My i-Limb™.
- Disponibil în 4 mărimi – foarte mic, mic, mediu și mare.
- Mai multe opțiuni de învelișuri disponibile.
- Opțiuni de culoare dorsală: negru standard, alb, titan și negru carbon.