

## Descrierea produsului

Balance Foot J este conceput pentru a satisface nevoile mersului cu viteză mai mică. Este ușor, cu un toc care oferă stabilitate și amortizare la contactul călcâiului. Împreună cu talpa de lungime normală, Balance Foot J oferă un nivel excelent de stabilitate și suport.

Össur recomandă utilizarea Balance Foot J împreună cu sistemul de suspensie cu vacuum crescut fără manșetă Unity®, care adaugă o greutate minimă, nu adaugă înălțime de construcție și nu interferează cu dinamica Balance Foot J. Unity este conceput pentru a oferi o suspensie sigură în combinație cu tehnologia Iceross Seal-In®, stabilizând în același timp fluctuațiile de volum și menținând o potrivire confortabilă a cupei pe tot parcursul zilei.

## Caracteristici principale

- Incorporează un toc amortizat pentru stabilitate și confort sporit atunci când călcâiul atinge solul
- Pe măsură ce vă împingeți pe celălalt picior, degetul compozit din carbon al piciorului vă asigură un impuls realist de energie pentru a vă ajuta să mergeți înainte
- Oferă o combinație eficientă de stabilitate și mișcare mai naturală și fluidă

## General information

- Level of limb difference:

**Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului, Transfemural and Transtibial**

- Impact Level:

**Scăzut**

- Characteristics

Progresie tibială activă, Pârghie completă până la vârf, Răspuns proporțional and Weatherproof

- Max patient weight

136 kg (300 lbs)

## Characteristics

## **Progresie tibială activă**

Forțele verticale generate la contactul cu călcâiul sunt inițial absorbite și transformate în mișcarea de înaintare descrisă ca progresie tibială activă.

## **Pârghie completă până la vârf**

Pârghia completă până la vârful lamei/degetului se potrivește cu lungimea piciorului sănătos, asigurând un mers mai lin și simetric.

## **Răspuns proporțional**

Stratificarea fibrei de carbon optimizează arcuirea părții anterioare a labei piciorului de la faza medie de sprijin la cea de desprindere de sol și este proporțională cu greutatea utilizatorului și cu nivelul de impact.