

Descrierea produsului

Balance Foot S Torsion este un picior ușor, rezistent la apă, conceput special pentru a satisface nevoile utilizatorilor cu activitate de mers redusă. Pentru aceștia, călcâiul cu spumă amortizoare, rigidizare graduală și lamă lată pentru talpă oferă o percepție îmbunătățită a stabilității și fluidității întoarcerilor.

Unitatea pentru șocuri de torsiune asigură absorbție excelentă a șocurilor și ajută la restabilirea capacității de rotație. Husa anatomică pentru picior este compusă dintr-o talpă stabilă și vârf tip sanda, oferindu-vă posibilitatea de a purta diferite tipuri de încălțăminte.

Össur recomandă utilizarea Balance Foot S Torsion împreună cu sistemul de vacuum crescut pentru suspensie Unity®, fără manșon, care adaugă greutate minimă și înălțime zero, fără a afecta dinamica Balance Foot S. Unity este conceput pentru a oferi suspensie sigură în combinație cu tehnologia Iceross Seal-In®, stabilizând în același timp fluctuațiile de volum și menținând o fixare confortabilă a cupei pe tot parcursul zilei.

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului, Transfemural and Transtibial

- Impact Level:

Scăzut

- Characteristics

Pârghie completă până la vârf, Multi-axial ground compliance, Rotație, Vârf tip sanda, Antepicior divizat, Vertical shock pylon and Rezistent la apă

- Available sizes

22-30

- Patient weight range

45 – 147 kg (99 – 324 lbs)

- Max patient weight

147 kg (324 lb)

Characteristics

Pârghie completă până la vârf

Pârghia completă până la vârful lamei/degetului se potrivește cu lungimea piciorului sănătos, asigurând un mers mai lin și simetric.

Multi-axial ground compliance

Multi-axial compliance of the foot provides improved ground contact during ambulation on uneven surfaces.

Rotație

Capacitatea piciorului de a absorbi forțele de rotație îi permite utilizatorului să se deplaseze cu un mers mai natural, fără a crește efectul forțelor de forfecare asupra membrului rezidual.

Vârf tip sanda

Înveliș îngust pentru picior, corect din punct de vedere anatomic, pentru utilizare cu o încălțăminte cu vârf tip sandală.

Antepicior divizat

Caracteristica de antepicior divizat permite labei piciorului să se adapteze la suprafața de dedesubt, persoanele cu amputații putându-se deplasa natural pe o suprafață neuniformă.

Vertical shock pylon

The vertical shock pylon reduces trauma to the residual limb, joints and lower back during daily activities.

Rezistent la apă

Fie că este vorba de apă dulce, apă sărată sau apă clorurată, produsele Össur rezistente la apă vă vor oferi protecția maximă de care aveți nevoie. Utilizarea materialelor de primă clasă oferă protecție permanentă împotriva pătrunderii nocive a apei, chiar și după scufundare, continuând să ofere funcționalitatea la care vă așteptați.