

PROTEZĂ DE COAPSĂ - MODULARĂ ȘI/SAU DEZARTICULAȚIE DE GENUNCHI - MODULARĂ • CU SISTEM C-LEG

indicații

Amputație la nivelul coapsei • Amputație la nivelul genunchiului;

descriere

Picior flexibil cu articulație de gleznă mobilă din compozit și fibră de carbon • Prima articulație de genunchi mobilă concepută la nivel mondial, având control electronic, asigurat prin microprocesoare • Componente modulare și tubulatură din duraluminu, oțel sau titan • Fixare prin vacuum sau manșon intern din material siliconic • Asigură confort și siguranță sporită • Telecomandă pentru schimbarea tipului de mers (plimbare, mers cu bicicleta, mers dinamic, urcat, coborât scări etc).