

Realizat integral în 3D, un material care asigură greutatea redusă și proprietățile mecanice excelente ale învelișului.

Realizat la comandă, reflectând anatomia membrului contralateral.

Designul inovator și modern conferă învelișului un aspect unic și estetic impecabil.

Conceput pentru toate tipurile de amputații ale membrelor inferioare, până la nivelul transtibial.

Se adaptează la orice tip de genunchi și componentă protetică.

Cosmetica protetică se referă la acoperirea sau designul estetic al unui membru protetic, cu scopul de a imita aspectul unui membru natural pentru o imagine corporală îmbunătățită și acceptare socială, personalizate, printat 3D, oferind atât aspect estetic, cât și protecție pentru hardware-ul subiacent. În timp ce unii acordă prioritate funcționalității, cosmetica echilibrează aspectul cu funcționalitatea, pentru a restabili volumul natural și a se integra cu componente protetice avansate.

Beneficii

Psihologice: Creșterea încrederii, acceptării și duratei de purtare a protezei.

Practice: Protejează componentele interne ale protezei de murdărie, deteriorare și apă.

Aspect: Umples hainele, făcând proteza mai puțin vizibilă sau permite un aspect personalizat și elegant.

Întreținere: Uneori pot îngreuna accesul la părțile interne și reglarea acestora.

Funcționalitate: Necesită o proiectare atentă pentru a evita interferența cu părțile mobile, cum ar fi unitățile pentru genunchi.