

PROTEZĂ PENTRU DEZARTICULAȚIE DE GENUNCHI - MODULARĂ

indicații

Amputație cu dezarticulație de genunchi;

descriere

Picior flexibil din material elastic, cu întăritură

din lemn sau fibră de carbon • Articulație de

gleznă fixă sau mobilă • Articulație de genunchi

blocabilă, cu frână (mecanică, pneumatică, hidraulică) sau liberă (mecanică, pneumatică,

hidraulică) • Componente modulare și

tubulatură din duraluminu, oțel sau titan

• Manșon intern din multiform sau silicon care

asigură un confort sporit • Manșon extern

din material plastic, rășină artificială sau fibră

de carbon • Îmbrăcăminte cosmetică (imită

forma membrului pierdut), în cazul protezelor

definitive • Disponibil și în varianta cu manșon

intern din silicon, fixare prin supapă vacuum.