

Date conform ISO 7176-15 pentru modelul 1.264, CL510

	min	max
Lungimea totală (fără coș)	1200 mm	1200 mm
Lățimea totală	610 mm	610 mm
Masa totală	260 kg	260 kg
Masa utilizatorului (incl. încărcătură suplimentară)	165 kg	165 kg
Masa celei mai grele piese	49 kg	149 kg
Adâncimea reală a scaunului	410 mm	410 mm
Lățimea reală a scaunului	450 mm	670 mm
Înălțimea suprafeței de așezare la marginea frontală (fără perna scaunului)	660 mm	660 mm
Unghiul de ședere	4,8°	4,8°
Unghiul spătarului	45°	45°
Înălțimea spătarului	450 mm	450 mm
Placa pentru picioare până la scaun (lungimea gambei)	520 mm	520 mm
Stabilitatea statică pe pantă descendentă	9°	9°
Stabilitatea statică pe pantă ascendentă	9°	9°
Stabilitatea statică pe pantă laterală	9°	9°
Stabilitatea dinamică pe pantă ascendentă	6°	6°
Înălțimea cotierei pornind de la suprafața de așezare	160 mm	240 mm
Spătarul până la marginea frontală a cotierei	300 mm	500 mm
Depășirea unui obstacol	60 mm	60 mm
Raza minimă a cercului de întoarcere	1500 mm	1500 mm
Viteza maximă înainte	6 km/h	10 km/h
Parcursul minimă a frânei începând cu viteza maximă	1000 mm	2100 mm
Raza de acțiune cu baterii cu plumb	– km	30 km

Date conform ISO 7176-15 pentru modelul 1.264, CL510+

	min	max
Lungimea totală (fără coș)	1200 mm	1200 mm
Lățimea totală	610 mm	610 mm
Masa totală	260 kg	260 kg
Masa utilizatorului (incl. încărcătură suplimentară)	165 kg	165 kg
Masa celei mai grele piese	49 kg	149 kg
Adâncimea reală a scaunului	410 mm	410 mm
Lățimea reală a scaunului	450 mm	700 mm
Înălțimea suprafeței de așezare la marginea frontală (fără perna scaunului)	660 mm	660 mm
Unghiul de ședere	4,8°	4,8°
Unghiul spătarului	45°	45°
Înălțimea spătarului	450 mm	450 mm
Placa pentru picioare până la scaun (lungimea gambei)	520 mm	520 mm
Stabilitatea statică pe pantă descendentă	9°	9°
Stabilitatea statică pe pantă ascendentă	9°	9°
Stabilitatea statică pe pantă laterală	9°	9°
Stabilitatea dinamică pe pantă ascendentă	6°	6°
Înălțimea cotierei pornind de la suprafața de așezare	160 mm	240 mm
Spătarul până la marginea frontală a cotierei	300 mm	500 mm
Depășirea unui obstacol	60 mm	60 mm
Raza minimă a cercului de întoarcere	1500 mm	1500 mm
Viteza maximă înainte	6 km/h	10 km/h
Parcurgerea minimă a frânei începând cu viteza maximă	1000 mm	2100 mm
Raza de acțiune cu baterii cu plumb	– km	30 km

Alte date tehnice pentru modelul 1.264, CL510; CL510+

	min	max
Nivelul acustic		70 dB(A)
Gradul de protecție		IP X4
Spațiul de întoarcere	3000 mm	3000 mm
Sistemul de comandă a propulsiei		24 V / 120 A
Puterea de propulsie (6 km/h/10 km/h)	400 W	400 W
Siguranța din tubul de sticlă pentru curentul principal		60 A
Siguranța plată pentru curentul de comandă		7,5 A
Încărcătura suplimentară	3 kg	3 kg
Sarcina pe axă față	94 kg	94 kg
Sarcina pe axă spate	174 kg	174 kg
Garda la sol		100 mm

Greutatea proprie (cu pachetul de baterii)	– kg	93 kg
greutatea proprie (fără pachetul de baterii)	– kg	70,0 kg
Înălțimea totală	1110 mm	1110 mm

Cotele de transport

Lungimea	1200 mm	1200 mm
Lățimea (fără cotiere)	610 mm	610 mm
Înălțimea fără cotiere	1000 mm	1000 mm

Date tehnico-climatice

Temperatura ambiantă	-25 °C până la +50 °C
Temperatura în lagăre cu bateriile de propulsie	-25 °C până la +50 °C
Temperatura în lagăre fără bateriile de propulsie	-40 °C până la +65 °C

Alte date tehnice pentru modelul 1.264, CL510; CL510+

min

max

Roată pentru direcționare

3.00-4 (10")

cu pneuri cu aer max. 3,5 bari

Roată de propulsie

3.00-4 (10")

cu pneuri cu aer max. 3,5 bari

Bateriile sistemului de acționare

2 x 12 V 42.5 Ah (5 h) / 50 Ah (20 h)

fără necesar de întreținere curentă

dimensiunile max. ale bateriei (LxIxÎ)

210 x 170 x 180 mm

Curentul de încărcare, încărcător tip: HP0180WB

6 A