

Date conform ISO pentru modelul 1.155 NANO X

	min.	max
Lungime totală peste platforma pentru picioare	720 mm	920 mm
Lăţime totală	490 mm	740 mm
Greutate totală	– kg	145 kg
Greutate max. admisă a utilizatorului (inclusiv încărcătură suplimentară)	– kg	130 kg
Greutatea celei mai grele piese	7 kg	– kg
Adâncimea reală a scaunului	380 mm	500 mm
Lăţimea reală a scaunului	300 mm	500 mm
Lungime după pliere	720 mm	920 mm
Lăţime după pliere	320 mm	370 mm
Înălţime după pliere	645 mm	965 mm
Înălţimea suprafeţei de şezut la extremitatea frontală (fără pernă)	450 mm	530 mm
Unghiul de înclinare a suprafeţei de şezut	0°	15°
Unghiul de înclinare a spătarului	85°	100°
Înălţimea centurii de pe spătar	250 mm	450 mm
Suport pentru picioare (lungimea gambei)	360 mm	480 mm
Stabilitate statică la coborârea unei pante (încercare de frânare efectuată conform normelor, la o înclinaţie de 7°)	– °	6°
Stabilitate statică la urcarea unei rampe	– °	6°
Stabilitate statică la înclinaţie laterală	– °	6°
Stabilitate dinamică la urcarea unei rampe	– °	– °
Unghi de înclinaţie suport pentru picioare – suprafaţă de şezut	92°	100°
Înălţimea suportului sprijin pentru braţ de la suprafaţa de şezut	170 mm	260 mm
Spătarul până la extremitatea inferioară a suportului de braţ	200 mm	250 mm
Diametrul inelului de antrenare	540 mm	590 mm
Poziţia axului orizontal	60 mm	120 mm
Unghiul de cădere al roţii	0 °	3 °
Înălţimea obstacolului (peste 40 mm doar cu însoţitor)	– mm	100 mm
Raza minimă de virare (conform recomandărilor normative ISO 1000 m)	950 mm	1200 mm
Spaţiu de virare	– mm	1300 mm