



8. PARAMETERII TEHNICI

Lățime scaun (șezut)	33 cm / 38 cm (în funcție de model)
Adâncime scaun	34 cm / 36 cm (în funcție de model)
Lățime fotoliu rulant	54,5 cm / 64,5 cm (în funcție de model)
Înălțime fotoliu rulant	97,5 cm
Lungime fotoliu rulant	87,5 cm
Greutate fotoliu rulant	~22,8 kg
Greutate max. admisă a utilizatorului	90 kg
Perioadă de utilizare	5 ani de la data achiziționării
Materiale	oțel, aluminiu, poliuretan, polietilenă, cauciuc..