

Date tehnice

Denumirea produsului	CLEVER TRIP
Tip	Scuter, tracțiune spate, clasa A
Greutatea maximă a utilizatorului	150 kg
Viteza maximă (mers înainte)	10 km/h
Distanța minimă de frânare la viteză maximă	2100 mm
Intervalul energetic	37 km
Înălțimea maximă a obstacolului	50 mm
Înclinația maximă de siguranță	9° (15,84%)
Raza minimă de întoarcere	1400 mm
Lățimea minimă în marșarier	1800 mm
Dimensiuni fără scaun (lung. x lăț.)	1270 x 590 mm
Greutate totală cu baterii	89,95 kg
Greutatea bateriilor	24,3 kg
Greutatea maximă per element (partea din față a cadrului)	26,21 kg
Adâncimea efectivă a scaunului	455 mm
Lățimea efectivă a scaunului	450 mm
Înălțimea suprafeței scaunului la marginea din față	120 mm
Înălțimea suportului pentru picioare	155 mm
Unghiul de înclinare al suprafeței scaunului	4°
Motor	320 W, frână electromagnetică
Baterii	45 Ah / 24 V baterii cu gel 24V
Controler	DR90
Clasa de protecție	IPX5
Încărcarea bateriilor	Încărcare DC 24 V , 4 Amp
Clasa de protecție a încărcătorului	IPX1
Clasa de izolare a încărcătorului	Clasa 2
Nivelul sonor maxim al motorului	68dB
Compatibilitate electromagnetică CEM	ISO 7176-21

Inflamabilitatea tapițeriei în conformitate cu standardele	EN 1021-2
Diametrul roților din spate (număr)	10" (3.00-4)
Diametrul roților din față (număr)	10" (3.00-4)
Suspensie	față și spate
Control (wig-wag)	Manetă pentru pornirea/oprirea deplasării
Consolă de comandă	Buton rotativ de reglare a vitezei
Temperatura de depozitare și utilizare	de la +5°C până la +40°C
Umiditatea de depozitare și utilizare	30% - 70%
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Toleranța de măsurare este de ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5° . Raza de virare teoretică scade dacă scuterul este utilizat frecvent pe pante, pe suprafețe neuniforme sau atunci când conduceți pe borduri. Distanța maximă parcursă a fost testată în condiții ideale în conformitate cu ISO7176-4. Viteza și autonomia pot varia în funcție de greutatea utilizatorului, tipul de teren, starea de încărcare și a bateriei. Informațiile sunt actuale la momentul publicării.	