





8. PARAMETRI TEHNICI

Parametru	Junior Plus 2	Junior Plus 3
Greutatea admisă a utilizatorului	30 kg	75 kg
Sarcina maximă a coșului pentru obiecte mici	1 kg	1 kg
Lățimea maximă a scaunului cu roțile	60 cm	61 cm
Lungimea maximă a scaunului cu roțile	100 cm	105 cm
Înălțimea maximă a scaunului cu roțile	116 cm	120 cm
Dimensiunile scaunului cu roțile asamblat cu roți	100x60x116 cm	105x61x120 cm
Lățimea scaunului	26-37 cm	32-43 cm
Adâncimea scaunului	29-35 cm	34-40 cm
Înălțimea spătarului	50-55 cm	60-70 cm
Diametrul roților din față	22 cm	22 cm / altele
Diametrul roților din spate	27 cm	27 cm / altele
Greutatea scaunului cu roțile	19,5 kg	21 kg
Înălțimea maximă a pacientului	130 cm	165 cm
Suport pentru picioare	suport pentru picioare cu reglare pe înălțime în 5 poziții (în trepte de 25 mm), cu centuri pentru picioare și tibie 24 cm până la 34 cm	suport pentru picioare cu reglare pe înălțime în 7 poziții (în trepte de 25 mm), cu centuri pentru picioare și tibie de la 26 cm până la 40 cm
Înălțimea cotierei	18-23 cm	22-27 cm
Tip de roți	PP/PU	PP/PU
Material	Aluminiu, oțel, plastic, cauciuc	Aluminiu, oțel, plastic, cauciuc
Înclinația maximă de siguranță		
Descrierea mediului în care va fi utilizat produsul		
Temperatura de depozitare și utilizare a produsului		
Umiditate în timpul depozitării și utilizării	30% - 70%	30% - 70%
Condiții pentru spălarea corectă a tapițeriei		
Număr de serie	Indicat pe produs	Indicat pe produs