

Date tehnice

Model	MINI III
Tip	Scuter, tracțiune spate, clasa A
Greutatea maximă a utilizatorului	136 kg
Viteza maximă (mers înainte)	8 km/h
Distanța minimă de frânare la viteză maximă	1440 mm
Intervalul energetic	15 km
Înălțimea maximă a obstacolului	45 mm
Înclinația maximă de siguranță	6° (10,5%)
Raza minimă de întoarcere	1300 mm
Lățimea minimă în marșarier	1300 mm
Dimensiuni după desfășurare (lung. x lăț. x înălț.)	1070 x 490 x 920 mm
Dimensiunile ambalajului	1130 x 505 x 530 mm
Greutate totală cu / fără baterii	52,9kg/43,9kg
Greutatea bateriilor	9 kg
Greutatea maximă a unui singur element	15,5 kg
Adâncimea efectivă a scaunului	410 mm
Lățimea scaunului	435 mm
Înălțimea suprafeței scaunului la marginea din față	75 mm
Înălțimea suportului pentru picioare	110 mm
Unghiul de înclinare al suprafeței scaunului	2°
Motor	270 wați, frână electromagnetică
Baterii	24V 15Ah Baterii cu gel
Controler	Dynamic DR50
Clasa de protecție	IPX4
Încărcarea bateriilor	Intrare AC100-240VAC, leșire DC 24V, 2Amp
Clasa de protecție a încărcătorului	IPX1
Clasa de izolare a încărcătorului	Clasa 2
Nivelul sonor maxim al motorului	68dB
Compatibilitate electromagnetică CEM	ISO 7176-21
Inflamabilitatea tapițeriei în conformitate cu standardele	ISO 16840-10
Diametrul roților din spate (număr)	8x2.5 inch
Diametrul roților din față (număr)	8x2.5 inch

Suspensie	nu se aplică
Control (manetă wig-wag)	Manetă pentru pornirea/ oprirea deplasării
Consolă de comandă	Buton rotativ de reglare a vitezei
Temperatura de depozitare și utilizare	de la -10°C până la +50°C
Umiditatea de depozitare și utilizare	de la 30% până la 70%
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Toleranța de măsurare este de $\pm 15 \text{ mm} / 1,5 \text{ kg} / 1,5^\circ$. Raza de virare teoretică scade dacă scuterul este utilizat frecvent pe pante, pe suprafețe neuniforme sau atunci când conduceți pe borduri. Distanța maximă parcursă a fost testată în condiții ideale în conformitate cu ISO7176-4. Viteza și autonomia pot varia în funcție de greutatea utilizatorului, tipul de teren, starea de încărcare și a bateriei. Informațiile sunt actuale la momentul publicării, producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile.	