

Date conform ISO pentru modelul 1.155 NANO

	min.	max
Lungime totală peste platforma pentru picioare	750 mm	980 mm
Lăţime totală	465 mm	690 mm
Greutate totală	– kg	145 kg
Greutate max. admisă a utilizatorului (incl. Încărcătură suplimentară)	– kg	130 kg
Greutatea celei mai grele piese	9,5 kg	– kg
Adâncimea reală a scaunului	380 mm	500 mm
Lăţimea reală a scaunului	300 mm	500 mm
Lungime după pliere	– mm	– mm
Lăţime după pliere	– mm	– mm
Înălţime după pliere	600 mm	660 mm
Înălţimea suprafeţei de şezut la extremitatea frontală (fără pernă)	450 mm	530 mm
Unghiul de înclinare suprafaţă de şezut	0°	15°
Unghiul de înclinare a spătarului	85°	105°
Înălţimea centurii de pe spătar	250 mm	450 mm
Suport pentru picioare (lungimea gambei)	360 mm	480 mm
Stabilitate statică la coborârea unei pante (încercare de frânare efectuată conform normelor, la o înclinaţie de 7°)	– °	6°
Stabilitate statică la urcarea unei rampe	– °	6°
Stabilitate statică la înclinaţie laterală	– °	6°
Stabilitate dinamică la urcarea unei rampe	– °	– °
Unghi de înclinaţie suport pentru picioare – suprafaţă de şezut	92°	100°
Înălţimea suportului sprijin pentru braţ de la suprafaţa de şezut	170 mm	260 mm
Spătarul până la extremitatea inferioară a suportului de braţ	200 mm	250 mm
Diametrul inelului/cercului de antrenare	540 mm	590 mm
Poziţia axului orizontal	40 mm	115 mm
Înălţimea obstacolului (peste 40 mm doar cu însoţitor)	– mm	100 mm
Raza minimă de virare (conform recomandărilor normative ISO 1000 m)	950 mm	1200 mm
Spaţiu de virare	– mm	1300 mm
Greutatea manechinului de încercare (ISO 7176-8)	– kg	130 k

Date tehnice suplimentare pentru modelul 1.155 NANO

	min.	max
Lungime fără platforma pentru picioare	– mm	– mm
Înălțime totală	600 mm	970 mm
Grosimea pernei de șezut	30 mm	60 mm
Lungime fără roțile de antrenare (cu roțile pivotante îndepărtate sau pivotate sub scaun)	640 mm	760 mm
Încărcătură suplimentară	– kg	10 kg
Greutate la gol	9,5 kg	– kg
Greutate fără perne și roțile de antrenare	6,5 kg	– kg
Greutatea pernei de șezut	0,9 kg	– kg
Greutatea roților de antrenare (1 buc)	1,2 kg	2,4 kg
<u>Roată de direcție (pivotantă)</u>		
Ø 100 mm (4")	Roată plină	
Ø 125 mm (5")	Roată plină	
Ø 142 mm (5 1/2")	Roată plină	
<u>Roata de antrenare</u>		
Ø 600 mm (24")	Roți pneumatice	
Ø 635 mm (25")	Roți pneumatice	
Ø 660 mm (26")	Roți pneumatice	
<u>Înălțimea mânerelor de împingere (pt. însoțitor)</u>		
Cod 502 (ajustabile pe trepte)	– mm	150 mm
<u>Date climatice</u>		
Temperatura ambientală	-20° C - +50° C	
Temperatura de depozitare	-30° C - +60° C	