




Ilustrația 4. Performanța verticalizatorului.

Nr.	Marcaj	Descrierea parametrului	min.	max.
1	[L1 lungime]	Lățimea bazei	700 mm	
2	[L lungime]	Lungimea bazei	1015 mm	
3	[G* adâncime]	Adâncimea vestei	300 mm	360 mm
4	[S* lățime]	Lățimea vestei	365 mm	470 mm
5	[P* înălțime]	Înălțimea suporturilor pentru brațe	520 mm	
6	[W* înălțime]	Înălțimea dispozitivului	1150 mm	1405 mm
7	[kg]	Greutatea totală a dispozitivului	24 kg	

* - măsurătorile au fost luate fără tapițeria aplicată



NOTĂ!

Valorile dimensiunilor și parametrilor pot avea toleranțe de (+/-) 3%. Vă recomandăm să consultați distribuitorul/vânzătorul pentru a vă asigura că toate dimensiunile sunt cele așteptate.