


Dimensiunile dispozitivului



Ilustrația 2. Planuri cu dimensiunile liftului indicate în milimetri.

Parametri tehnici

Greutatea maximă a utilizatorului	135 kg
Extinderea maximă a brațului	885 mm
Actuator	24 V / 8000 N
Viteza de lucru	8,3 mm/s
Clasa de etanșeitate	IP54
Greutatea dispozitivului	57 kg
Numărul aproximativ de cicluri de ridicare și coborâre (pe măsură ce bateria se descarcă, numărul de repetări scade)	60-80 cicluri
Garda la sol a șasiului	10 mm
Intervalul de ridicare	870 - 1750 mm
Intervalul de verticalizare a utilizatorului	1020 - 1650 mm
Intervalul de reglare a dispozitivului de protecție a genunchilor	555 - 680 mm
Descrierea mediului în care va fi utilizat produsul	  
Temperatura de depozitare și utilizare	de la 0°C până la +50°C
Umiditatea de depozitare și utilizare	de la 30% până la 60%