


8. Parametri tehnici

Greutatea maximă admisă a utilizatorului	100 kg 
Perioadă de utilizare	5 ani de la data producției
Înălțimea fotoliului rulant cu spătar înălțat	1220 mm
Înălțimea mânerului	930 mm
Lățimea fotoliului rulant	700 mm
Lungimea totală cu spătarul și suportii de picioare depiați	1750 mm
Lungimea minimă a fotoliului rulant	1300 mm
Lățime șezut (scaun)	460 mm
Adâncime șezut (scaun)	460 mm
Lățime spătar	480 mm
Lungime spătar	400 mm
Lungime spătar cu spătar înălțat la max.	765 mm
Dimensiunile fotoliului rulant după pliere	900x940x330 mm
Greutatea fotoliului rulant	23 kg +/- 5%
Greutatea fotoliului rulant fără componente	16 kg +/- 5%
Raza minimă de virare	137°
Material	Cadru: oțel; Tapițerie: poliuretan, polietilenă, cauciuc.
Diametru roți spate cu sistemul de eliberare rapidă	24", (diametru 610 mm)
Diametru roți față	8", (diametru 200x45 mm)
Înclinația maximă sigură	
Descrierea mediului de utilizare al fotoliului rulant	
Temperatura ideală a mediului de utilizare și de depozitare	
Umiditatea admisă a mediului de utilizare și	de la 30% la 70%
	Printat pe produs

9. Simboluri



Confirmarea conformității cu standardele UE



Producător



Data fabricării



Dispozitiv medical



Citiți manualul de utilizare



Avertizare