

**Descriere****CADRU DE MERS RIGID CAMIGO - DURAL****Puncte-forțe pentru vânzare**

Picioarele fixe Herdegen sunt prevăzute cu întărire interioară în zona piciorului din față, pentru a consolida cadrul și a oferi siguranță maximă la mers.

- Reglare pe înălțime
- Greutate redusă

UDI-DI: 3701127707236

GREUTATE - PERFORMANȚE ECOLOGICE	
Greutate	1,7 kg
DIMENSIUNI	
Lățime	60 cm
Adâncime	40 cm
Înălțime minimă variabilă	75 cm
Înălțime maximă variabilă	85 cm
Lungimea mânerului	11 cm
MATERIAL ȘI ACOPERIRE	
Mânere	Polipropilenă
Material	Aluminiu
SARCINĂ DE SIGURANȚĂ	
Greutatea maximă a pacientului	130 kg
ASPECTE DE REGLEMENTARE	
Marcaj CE	CE

ACCESORII

BUCȘĂ Ø24 MM
Réf. 920620



Subsemnata, BROWN ROXANA-VALENTINA, traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. 31054/2011, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, in scrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

