

Descriere

ÎNĂLȚĂTOR DE TOALETĂ CLIPUP - 10 CM - ALB

Puncte-forțe pentru vânzare

ClipUp® se poate instala în siguranță pe orice tip de vas de toaletă datorită sistemului său inovator de fixare cu clichet. Designul său elegant cu decupaj frontal asigură confort optim și facilitează igiena personală.

- Sistem de fixare brevetat cu clichet
- Livrat cu 6 plăcuțe antiderapante
- Instalare sigură și fără a necesita unelte
- Ușor de curățat și de îndepărtat pentru curățare



UDI-DI: 3701127751116

GREUTATE - PERFORMANȚE ECOLOGICE	
Greutate	0.872 kg
DIMENSIUNI	
Lățime	34 până la 37 cm
Adâncime	38,5 cm
Înălțime	14 cm
Dimensiuni (cm)	Înălțarea toaletei: 10 cm
MATERIAL ȘI ACOPERIRE	
Scaun	Polipropilenă
Material	Elastomer
SARCINĂ DE SIGURANȚĂ	
Greutatea maximă a pacientului	150 kg
ASPECTE DE REGLEMENTARE	
Marcaj CE	CE
INFORMAȚII SUPLIMENTARE	
Comentarii	Dimensiuni interioare: 16/19 x 26 cm

Subsemnata, BROWN ROXANA-VALENTINA, traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. 31054/2011, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

