

**SCAUN CU ROȚI TIP TOALETĂ MOBILIS PLUS - MOBIL ȘI PLIABIL****Descriere**

SCAUN CU ROȚI TIP TOALETĂ MOBILIS PLUS - MOBIL ȘI PLIABIL

**Puncte-forțe pentru vânzare**

Scaunul mobil de calitate, cu cadru acoperit cu rășini epoxidice, poate fi utilizat ca o toaletă sau deasupra toaletei. Cotierele și suportul pentru picioare sunt detașabile pentru a facilita transferul pacientului, iar vasul se detașează din spate.

- Pliabil
- Scaun rigid cu șezut căptușit
- Vasul se detașează din spate
- Bară de împingere pentru transferuri ușoare
- Cotiere și suport pentru picioare detașabile
- 4 roți, 2 cu frâne

**UDI-DI: 3701127727852**

<b>GREUTATE - PERFORMANȚE ECOLOGICE</b>	
Greutate	13,3 kg
<b>DIMENSIUNI</b>	
Lățime	56 cm
Adâncime	80 cm
Înălțime	98 cm
<b>SCAUN</b>	
Adâncime	44,5 cm
Înălțimea scaunului de la sol	55,5 cm
<b>COTIERE</b>	
Înălțimea cotierelor de la sol	79,5 cm
Lățime între cotiere	45,5 cm
<b>MATERIAL ȘI ACOPERIRE</b>	
Cadru scaun	Oțel
Material	ABS Polipropilenă
<b>SARCINĂ DE SIGURANȚĂ</b>	
Greutatea maximă a pacientului	130 kg
<b>ASPECTE DE REGLEMENTARE</b>	
Marcaj CE	CE
<b>INFORMAȚII SUPPLEMENTARE</b>	
Comentarii	Dimensiunile decupajului: 22 x 26 cm

Subsemnata, **BROWN ROXANA-VALENTINA**, traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. 31054/2011, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, in scrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

