



Descriere

SCAUN CU ROTILE PENTRU DUȘ ATLANTIS



Puncte-forțe pentru vânzare

Scaunul cu roțile pentru duș ATLANTIS are un design ușor, robust și este complet rezistent la rugină. Acesta oferă siguranță și confort în timpul utilizării dușului și permite transferarea mai ușoară a pacienților datorită celor 4 roți și a barei de împingere.

- Șezutul perforat și orificiile de scurgere reduc alunecarea
- Bară de împingere pentru transfer ușor
- Suport pivotant pentru picioare
- 4 roți, 2 cu frâne

UDI-DI: 3701127711998

GREUTATE - PERFORMANȚE ECOLOGICE	
Greutate	7,1 kg
DIMENSIUNI	
Înălțime	88 cm
Dimensiuni (cm)	Dimensiuni totale: 58 x 95 cm
SCAUN	
Lățime	46 cm
e	38 cm
Adâncime	54 cm
Înălțimea scaunului de la sol	
COTIERE	
Lățime între cotiere	50 cm
MATERIAL ȘI ACOPERIRE	
Material	Oțel și polipropilenă
SARCINĂ DE SIGURANȚĂ	
Greutatea maximă a pacientului	100 kg
ASPECTE DE REGLEMENTARE	
Marcaj CE	CE

Subsemnata, BROWN ROXANA-VALENTINA, traducator autorizat pentru limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. 31054/2011, eliberata de Ministerul Justitiei, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost tradus in intregime si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

