

Descrierea produsului

Go Free este conceput pentru a satisface nevoile mersului cu viteză mai mică. Este ușor, cu un toc care oferă stabilitate și amortizare la contactul călcâiului. Împreună cu talpa de lungime normală, Go Free oferă un nivel excelent de stabilitate și suport.

Össur recomandă utilizarea Go Free împreună cu sistemul de suspensie cu vacuum crescut fără manșetă care adaugă o greutate minimă, nu adaugă înălțime de construcție și nu interferează cu dinamica Go Free este conceput pentru a oferi o suspensie sigură în combinație cu tehnologia Iceross Sealln®, stabilizând în același timp fluctuațiile de volum și menținând o potrivire confortabilă a cupei pe tot parcursul zilei.

Caracteristici principale

- Incorporează un toc amortizat pentru stabilitate și confort sporit atunci când călcâiul atinge solul
- Pe măsură ce vă împingeți pe celălalt picior, degetul compozit din carbon al piciorului vă asigură un impuls realist de energie pentru a vă ajuta să mergeți înainte
- Oferă o combinație eficientă de stabilitate și mișcare mai naturală și fluidă

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului, Transfemural and Transtibial

- Impact Level:

Scăzut

- Characteristics

Progresie tibială activă, Pârghie completă până la vârf, Răspuns proporțional and Weatherproof

- Max patient weight

125 kg

Characteristics

Progresie tibială activă

Forțele verticale generate la contactul cu călcâiul sunt inițial absorbite și transformate în mișcarea de înaintare descrisă ca progresie tibială activă.

Pârghie completă până la vârf

Pârghia completă până la vârful lamei/degetului se potrivește cu lungimea piciorului sănătos, asigurând un mers mai lin și simetric.

Răspuns proporțional

Stratificarea fibrei de carbon optimizează arcuirea părții anterioare a labei piciorului de la faza medie de sprijin la cea de desprindere de sol și este proporțională cu greutatea utilizatorului și cu nivelul de impact.