

PROTEZĂ DE GAMBĂ - MODULARĂ SISTEMUL HARMONY

indicații

Amputație la nivelul gambei • Se adaptează la amputații medii;

descriere

Picior flexibil din material elastic, cu întăritură din lemn sau fibră de carbon • Articulație de gleznă mobilă • Componente modulare din duralumin, oțel sau titan • Manșon intern din silicon care asigură confort sporit • Manșon extern din material plastic, rășină artificială sau fibră de carbon • Fixare prin sistem de vacuum și genunchieră din silicon.