

PROTEZĂ PARȚIALĂ DE

BAZIN HEMIPELVECTOMIE - MODULARĂ

indicații

Amputație de dezarticulație de șold cu hemipelvectomie;

descriere

Picior flexibil din material elastic, cu întăritură din lemn sau fibră de carbon • Articulație de gleznă fixă

• Articulație de genunchi mobilă • Articulație de

șold blocabilă sau mobilă • Componente modulare și tubulatură din duraluminu, oțel sau titan

• Manșon - coș de bazin - intern din multiform

• Coș de bazin - din rășină artificială sau fibră de carbon cu reconstrucția formei bazinului

• Îmbrăcămintă cosmetică (imită forma membrului pierdut), în cazul protezelor definitive