

PROTEZĂ PARȚIALĂ DE MÂNĂ ȘI DEGET - FUNCȚIONALĂ SIMPLĂ • DIN SILICON

indicații

Amputație parțială de mână;

descriere

Degete și mână din silicon, material flexibil,
care asigură un confort sporit

- Imită forma și particularitățile (culoarea, grosimea, duritatea, semne ca: pete de pigment, vene, păr etc.) membrului pierdut
- Unghiile încorporate sunt confecționate din acril și pot fi lăcuite
- Cu ajutorul unei proteze de deget, care oferă contrasrijin, pacientul poate răsuci o cheie, poate folosi tastatura unui telefon mobil sau calculator, etc.
- Ușor de întreținut
- Se confecționează pe măsură individual