

PROTEZĂ DE GAMBĂ - MODULARĂ

indicații

Amputație la nivelul gambei;

descriere

Picior flexibil din material elastic, cu
întăritură din lemn sau fibră de

carbon • Articulație de gleznă fixă

sau mobilă • Componente modulare
și tubulatură din duraluminu, oțel sau
titan • Manșon intern din multiform

• Manșon extern din material plastic,
rășină artificială sau fibră de carbon

• Îmbrăcămintă cosmetică (imită forma
membrului pierdut), în cazul protezelor
definitive.