

NAVII®

UNITY®
COMPATIBLE

INTRODUCERE

Navii este un genunchi cu microprocesor (MPK) durabil și rezistent la apă, care oferă o libertate de mișcare de neegalat. Navii garantează încredere la fiecare pas, indiferent de teren. Disponibil în cinci culori inspirate din natură, învelișurile de protecție Navii cu prindere magnetică pot fi schimbate fără efort, adaptându-se la orice ocazie.

CARACTERISTICI CHEIE

- Dispozitiv de acționare puternic, cu tehnologie de control inovatoare și dinamică pentru balans lin.
- Design rezistent la apă (IP68, piscină, ocean, plajă și nisip).
- Învelișuri de protecție care pot fi scoase de pacient, disponibile în 3 dimensiuni diferite. Mărime medie și lungă, ușor de personalizat la diferite lungimi. Mărimea standard este disponibilă în 5 culori diferite.
- Mecanism de blocare mecanică cu poziție variabilă, care poate fi fixat la 0°, 10° și 20°
- Însoțit de centrul de control al aplicației Össur Logic App, disponibil pentru toate dispozitivele bionice Össur.
- Configurare și montare ușoară cu ajutorul expertului de configurare și funcției puternice de reglare automată.
- Exerciții de antrenament funcțional pas cu pas, prin intermediul aplicației Össur Logic App, atât pentru antrenament la clinică, cât și acasă.
- Urmărirea progresului prin rapoarte de activitate care pot fi imprimate.
- Caracteristici pentru activitate intensă (urcarea scărilor pas cu pas, recunoaștere automată a ciclismului, tranziție fără probleme la alergare).



Linerul Seal-In® X
TF



Pro-Flex® Terra



Proprio Foot®



Pro-Flex® LP



Pro-Flex® XC

NAVII®



Informații despre utilizator


Nivel de amputare:	Transfemural, dezarticulație de genunchi, dezarticulație de șold	
Osteointegrare:	Da	
Bilaterală:	Da	
Nivel de impact:	Scăzut până la moderat	Ridicat
Greutate maximă pacient:	136 kg	110 kg

Informații despre genunchi


Greutate netă:	1,8 kg (4,0 lb) fără învelișul de protecție 2,0 kg (4,4 lb) cu învelișul de protecție	
Înălțime construcție:	236 mm (9 1/4")	
Flexie genunchi:	Între -2° și 120°	
Rezistent la apă:	IP68, sare, clor, nisip, săpun, fluide corporale	

ÎNĂLȚIME CONSTRUCȚIE

DIMENSIUNI FĂRĂ ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE



DIMENSIUNI CU ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE



NAVII®

KITURI

KITURI NAVII

Nr. piesă	Descriere
NAV01002	Navii include 2 ani de garanție
NAV01003	Navii include 3 ani de garanție
NAV01005	Navii include 5 ani de garanție
NAV01006	Navii include 6 ani de garanție
NAV01FR6	Navii Franța include 6 ani de garanție, fără verificare de service

Include:

- Navii (inclusiv înveliș de protecție standard, negru)
- Sursă de alimentare Navii cu conector
- Instrucțiuni de utilizare
- NAV01005 și NAV01006 includ o verificare de service programată la 40 de luni



KIT NAVII CU ADAPTOR SUPERIOR FILETAT:

Navii cu adaptor superior filetat este soluția pentru persoanele cu dezarticulație de genunchi și pentru cele cu membre reziduale lungi.

Pentru a comanda Navii cu adaptor superior filetat, comandați kitul Navii și adăugați la comandă inserția piramidă-mamă Össur.

Nr. piesă	Descriere	Înălțime		Greutate	
A-145310	Inserție piramidă-mamă/Adaptor superior filetat	9 mm	3/8"	33 g	1,16 oz



KIT NAVII CU ADAPTOR DE TRANSLAȚIE A FLEXIEI:

Navii cu adaptor de translație a flexiei este soluția pentru o reglare mai fină a flexiei decât în cazul șuruburilor de reglare.

Pentru a comanda Navii cu adaptor de translație a flexiei, comandați kitul Navii și adăugați la comandă adaptorul dublu tată/mamă de la Össur cu decalaj de 8 mm și unghi de 10°.

Nr. piesă	Descriere	Material	Înălțime		Înălțime construcție		Greutate	
A-554700	Adaptor dublu tată-mamă	Oțel inoxidabil	40 mm	1 37/64"	24 mm	15/16"	153 g	5,8 oz



NAVII®

GARANȚIE EXTINSĂ

Nr. piesă	Descriere
NAV01GE3Y	Garanție extinsă Navii, 3 ani

Garanția extinsă include o verificare programată la 40 de luni. Garanția extinsă poate fi adăugată la kiturile Navii NAV01002 și NAV01003 și poate fi achiziționată oricând, atât timp cât produsul este încă în garanție. Perioada maximă totală de garanție este de 6 ani.

VERIFICĂRI DE SERVICE

Nr. piesă	Descriere
NAV01SC40	Inspecție de service Navii, obligatorie la 40 de luni
NAV01SC20	Inspecție de service Navii, opțională la 20 de luni

Opțiunile de service pot fi achiziționate separat.

PIESE DE SCHIMB

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE NAVII


Nr. piesă	Descriere
NAV01PC01S-BLK	Înveliș de protecție Navii, standard, negru
NAV01PC01S-GRY	Înveliș de protecție Navii, standard, gri
NAV01PC01S-BLU	Înveliș de protecție Navii, standard, albastru
NAV01PC01S-GRN	Înveliș de protecție Navii, standard, verde
NAV01PC01S-RED	Înveliș de protecție Navii, standard, roșu
NAV01PC01M-BLK	Înveliș de protecție Navii, mediu, negru
NAV01PC01L-BLK	Înveliș de protecție Navii, lung, negru

Învelișurile de protecție includ o garanție de 6 luni.



DIMENSIUNI ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE NAVII

Învelișurile mediu și lung pot fi tăiate la dimensiunea dorită.



NAVII®

UNITY

UNITY KITS

Nr. piesă	Descriere	Kituri compatibile pentru laba piciorului
UTF0001	Unity TF Valve Kit	Toate



COMPONENTE

KIT ÎNCĂRCĂTOR DUBLU

Kitul de încărcare duală este un kit opțional, care permite încărcarea simultană a oricăror două combinații de Navii și Proprio Foot.

Nr. piesă	Descriere
CME10110	Sursă de alimentare și accesoriu pentru cablu



SURSĂ DE ALIMENTARE

Nr. piesă	Descriere
CME50110	Sursă de alimentare cu conector