

Descrierea produsului

OP4 Knee este o articulație de genunchi pneumatică monocentrică cu funcție de frânare. Frâna cu reglaj fin permite ajustarea articulației la cerințele de siguranță ale utilizatorului.

Caracteristici principale

- Genunchi cu o singură axă, cu frână activată prin încărcare.
- Fază de balans pneumatică reglabilă individual pentru un mers armonios.
- Comportamentul de frânare poate fi ajustat pentru a se potrivi utilizatorului.
- Adaptabilitate a pilonului de 30 mm (13/16").
- Unghi mare de flexie a genunchiului, de 145°.

General information

- Level of limb difference:

Transfemural

- Impact Level:

Scăzut and Moderată

- Max patient weight

100 kg (220 lbs)