

PRO-FLEX® TERRA



Pro-Flex Terra este un picior protetic cu mai multe lame, dotat cu o lamă superioară, precomprimată, inovatoare. Oferă o combinație cu adevărat unică între delicatețea și flexibilitatea asociate cu picioarele pentru activitate ușoară și funcția de restituire puternică a energiei asociată cu picioarele pentru activitate intensă.

Caracteristicile Pro-Flex Terra le oferă utilizatorilor un control deplin, indiferent de viteză. Călcâiul moale și adaptarea rapidă la terenuri neuniforme și în pantă, designul și amplitudinea mare a mișcării combină finețea și puterea, permițând utilizatorilor să gândească dincolo pasul următor.

Datorită noului nivel de versatilitate, Pro-Flex Terra este partenerul de încredere pentru lucrul la birou, pentru activitățile sportive cu copii sau pentru drumeții cu prietenii, oferind performanțe excelente pentru diverse cerințe zilnice. Se potrivește cu toate articolele de îmbrăcăminte, de la echipamentele pentru exerciții fizice și înot până la costumele de afaceri.

Învelișul pentru picior, ușor de utilizat, atașabil, le oferă utilizatorilor posibilitatea de a îndepărta rapid învelișul pentru curățare, după o excursie la plajă, lucrul în grădină sau o plimbare prin frunzele de toamnă.

Accesorii SandalFix disponibil le permite utilizatorilor să poarte în siguranță încălțăminte cu călcâi deschis, precum sandalele, prin atașarea în siguranță a călcâiului învelișului pentru picior la sanda.



Informații despre utilizator	
Nivel de amputare:	Transfemural și transtibial
Nivel de impact:	Scăzut spre ridicat
Greutate maximă pacient:	166 kg

PÂRGHIE PE TOATĂ LUNGIMEA ANTEPICIORULUI	COMPLIANTĂ MULTI-AXIALĂ LA NIVELUL SOLULUI	ANTEPICIOR DIVIZAT	VÂRF TIP SANDA
TEHNOLOGIE DE PREÎNCĂRCARE	ÎNVELIȘ PENTRU PICIOR CARE POATE FI SCOS DE UTILIZATOR	REZISTENT LA APĂ	


Informații despre picior	
Categorii:	1-9
Mărime:	22-30
Greutate picior: (mărimea 27)	870 g (1,9 lb) cu piramidă și înveliș pentru picior
Înălțime construcție: (mărimea 27)	179 mm (7 1/16") cu piramidă și înveliș pentru picior
Înălțime toc:	10 mm (3/8")
Opțiuni adaptor:	Piramidal-tată

PRO-FLEX® TERRA

DIAGRAMĂ DE SELECTARE A CATEGORIEI

Greutate kg	45–52	53–59	60–68	69–77	78–88	89–100	101–116	117–130	131–147	148–166
Greutate lb	99–115	116–130	131–150	151–170	171–194	195–220	221–256	257–287	288–324	325–365
Categorie cu impact scăzut										
Mărimi 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Mărimi 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mărimi 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Categorie cu impact moderat										
Mărimi 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Mărimi 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Mărimi 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Categorie cu impact ridicat										
Mărimi 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mărimi 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Mărimi 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A


ÎNĂLȚIME CONSTRUCȚIE



PRO-FLEX® TERRA

KITURI

PRO-FLEX TERRA CU ADAPTOR PIRAMIDAL-TATĂ



Include:

- Modul picior cu adaptor piramidă-tată
- Îneliș pentru picior care poate fi scos de utilizator*
- Șosetă subțire Spectra

*Pentru Pro-Flex Terra cu îneliș maro pentru picior, adăugați un sufix „BR” la numărul piesei. Pentru Pro-Flex Terra cu îneliș negru pentru picior, adăugați un sufix „BR” la numărul piesei.

FINISARE COSMETICĂ

KIT ÎNELIȘ PENTRU PICIOR PRO-FLEX TERRA, BEJ, MARO ȘI NEGRU*



Include:

- Îneliș pentru picior*
- Șosetă subțire Spectra

*Pentru îneliș maro pentru picior, vă rugăm adăugați un sufix „BR” la numărul piesei. Pentru îneliș negru pentru picior, adăugați sufixul „BL” la numărul piesei.

ȘOSETE SPECTRA SUBȚIRI

Folosite pentru a acoperi modulul de picior din material compozit, pentru a proteja piciorul și a elimina zgomotul dintre modulul de picior și carcasa piciorului.

Nr. piesă	Descriere	Mărime	Culoare
FCX65022	Șosetă Spectra subțire – mică	22–25	Negru
FCX65026	Șosetă Spectra subțire – mare	26–30	Negru
FCX65022-15	Șosetă Spectra subțire – mică 15 buc	22-25	Negru
FCX65026-15	Șosetă Spectra subțire – mare 15 buc	26-30	Negru



PRO-FLEX® TERRA

PENE DE CĂLCĂI PRO-FLEX TERRA

Pentru ajustarea rigidității călcâiului.

Nr. piesă	Descriere	Mărime	Culoare
PTA50051	Set de pene pentru călcâi, mărimile 22-24	22-24	Negru
PTA50052	Set de pene pentru călcâi, mărimile 25-27	25-27	Negru
PTA50053	Set de pene pentru călcâi, mărimile 28-30	28-30	Negru



Include:

- Pană de călcâi moale (+)
- Pană de călcâi medie (++)
- Pană de călcâi dură (+++)

SANDALFIX

Pentru fixarea sigură a încălțămintei deschise pe învelișul pentru picior.

Nr. piesă	Descriere
FSW50011	SandalFix
FSW50013	SandalFix 3 buc
FSW50015	SandalFix 10 buc

