

Descrierea produsului

Pro-Flex LP Align îmbină funcționalitatea, confortul și designul elegant. Acest dispozitiv le dă utilizatorilor libertatea de a alege încălțăminte care se potrivește cel mai bine activităților lor, fără a fi nevoie să facă compromisuri în ceea ce privește alinierea, postura, dinamica sau funcționalitatea. Funcția de ajustare a înălțimii călcâiului este rapidă și ușor de utilizat.

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului, Transfemural and Transtibial

- Impact Level:

Scăzut and Moderată

- Characteristics

Progresie tibială activă, Labă picior anatomică, Pârghie completă până la vârf, Ajustabilitate a înălțimii călcâiului, Răspuns proporțional, Vârf tip sanda and Weatherproof

- Available sizes

22-28

- Patient weight range

45 – 116 kg (99 – 256 lbs)

- Max patient weight

116 kg (impact redus) 100 kg (impact moderat)

Characteristics

Progresie tibială activă

Forțele verticale generate la contactul cu călcâiul sunt inițial absorbite și transformate în mișcarea de înaintare descrisă ca progresie tibială activă.

Labă picior anatomică

Lungimea efectivă completă a labei piciorului, în combinație cu degetul mare și vârful tip sanda, se potrivește cu lungimea și forma labei piciorului sănătos. Învelișul anatomic și ușor pentru picior are o talpă cu aderență sigură pentru stabilitate fără încălțări pe suprafețe umede sau alunecoase, cât și un vârf tip sanda pentru o gamă largă de articole de încălțăminte, inclusiv pentru șlapi.

Pârghie completă până la vârf

Pârghia completă până la vârful lamei/degetului se potrivește cu lungimea piciorului sănătos, asigurând un mers mai lin și simetric.

Ajustabilitate a înălțimii călcâiului

Înălțimea călcâiului poate fi ajustată în funcție de diferite tipuri de pantofi.

Răspuns proporțional

Stratificarea fibrei de carbon optimizează arcuirea părții anterioare a labei piciorului de la faza medie de sprijin la cea de desprindere de sol și este proporțională cu greutatea utilizatorului și cu nivelul de impact.

Vârf tip sanda

Înveliș îngust pentru picior, corect din punct de vedere anatomic, pentru utilizare cu o încălțăminte cu vârf tip sandală.