

Descrierea produsului

Pro-Flex LP a fost conceput special pentru a oferi putere gleznei, returnare de energie, rulare fluidă și dinamică utilizatorilor cu membrele reziduale mai lungi. Pro-Flex LP oferă un grad ridicat de mișcare a gleznei și o pârghie eficientă pe toată lungimea piciorului, cu tehnologie „conicitate inversă”, permițând o flexie dorsală mai mare.

Încărcarea mai redusă și dinamica îmbunătățită permit utilizatorilor cu membre reziduale mai lungi să se bucure de un confort sporit pentru o gamă largă de activități. Învelișul anatomic ușor pentru picior are o talpă cu aderență sigură pentru stabilitate fără încălțări pe suprafețe umede sau alunecoase, cât și un vârf tip sanda pentru o gamă largă de articole de încălțăminte, inclusiv pentru șlapi.

Pro-Flex LP este clasificat rezistent la apă, ceea ce înseamnă că este complet rezistent atât la scufundarea în apă clorurată, cât și în apă sărată.

Össur recomandă utilizarea Pro-Flex LP împreună cu sistemul de suspensie cu vacuum fără manșetă Unity, care adaugă greutate minimă și nici o înălțime suplimentară, fără a afecta dinamica Pro-Flex LP. Unity este conceput pentru a oferi suspensie sigură în combinație cu tehnologia Iceross Seal-In®, stabilizând în același timp fluctuațiile de volum și menținând o fixare confortabilă a cupei pe tot parcursul zilei.

Caracteristici principale

- Pârghie pe toată lungimea piciorului
- Răspuns proporțional
- Vârf tip sanda
- Antepicior divizat

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului, Transfemural and Transtibial

- Impact Level:

Scăzut, Moderată and Amputație înaltă

- Characteristics

Labă picior anatomică, Pârghie completă până la vârf, Răspuns proporțional, Vârf tip sanda, Antepicior divizat and Rezistent la apă

- Available sizes

22-30

- Patient weight range

45 – 166 kg (99 – 365 lbs)

- Max patient weight

166 kg (365 lbs)

Characteristics

Labă picior anatomică

Lungimea efectivă completă a labei piciorului, în combinație cu degetul mare și vârful tip sanda, se potrivește cu lungimea și forma labei piciorului sănătos. Înelișul anatomic și ușor pentru picior are o talpă cu aderență sigură pentru stabilitate fără încălțări pe suprafețe umede sau alunecoase, cât și un vârf tip sanda pentru o gamă largă de articole de încălțăminte, inclusiv pentru șlapi.

Pârghie completă până la vârf

Pârghia completă până la vârful lamei/degetului se potrivește cu lungimea piciorului sănătos, asigurând un mers mai lin și simetric.

Răspuns proporțional

Stratificarea fibrei de carbon optimizează arcuirea părții anterioare a labei piciorului de la faza medie de sprijin la cea de desprindere de sol și este proporțională cu greutatea utilizatorului și cu nivelul de impact.

Vârf tip sanda

Îneliș îngust pentru picior, corect din punct de vedere anatomic, pentru utilizare cu o încălțăminte cu vârf tip sandală.

Antepicior divizat

Caracteristica de antepicior divizat permite labei piciorului să se adapteze la suprafața de dedesubt, persoanele cu amputații putându-se deplasa natural pe o suprafață neuniformă.

Rezistent la apă

Fie că este vorba de apă dulce, apă sărată sau apă clorurată, produsele Össur rezistente la apă vă vor oferi protecția maximă de care aveți nevoie. Utilizarea materialelor de primă clasă oferă protecție permanentă împotriva pătrunderii nocive a apei, chiar și după scufundare, continuând să ofere funcționalitatea la care vă așteptați.