

Descrierea produsului

Pro-Flex XC a fost dezvoltat pentru a se potrivi confortabil utilizatorilor relativ activi, cărora le plac drumețiile și joggingul, precum și mersul pe teren plat. Este furnizat cu un înveliș anatomic, plăcut estetic, și cu un adaptor piramidal tată integrat. Pro-Flex XC este clasificat ca fiind impermeabil, ceea ce înseamnă că este complet rezistent atât la clor, cât și la imersiunea în apă sărată.

Össur recomandă utilizarea Pro-Flex XC în combinație cu sistemul de suspensie cu vacuum crescut fără manșetă Unity®, care adaugă o greutate minimă, nu adaugă înălțime de montaj și nu interferează cu Pro-Flex XC dinamica. Unity este conceput pentru a oferi o suspensie sigură în combinație cu tehnologia Iceross Seal-In®, stabilizând în același timp fluctuațiile de volum și menținând o potrivire confortabilă a cupei pe tot parcursul zilei.

Caracteristici principale

- Progresie tibială activă
- Pârghie pe toată lungimea piciorului
- Răspuns proporțional
- Vârf tip sanda
- Antepicior divizat

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului, Transfemural and Transtibial

- Impact Level:

Scăzut, Moderată and Amputație înaltă

- Characteristics

Progresie tibială activă, Labă picior anatomică, Pârghie completă până la vârf, Răspuns proporțional, Vârf tip sanda, Antepicior divizat and Rezistent la apă

- Available sizes

22-30

- Patient weight range

45 – 166 kg (99 – 365 lbs)

- Max patient weight

166 kg (365 lbs)

Characteristics

Progresie tibială activă

Forțele verticale generate la contactul cu călcâiul sunt inițial absorbite și transformate în mișcarea de înaintare descrisă ca progresie tibială activă.

Labă picior anatomică

Lungimea efectivă completă a labei piciorului, în combinație cu degetul mare și vârful tip sanda, se potrivește cu lungimea și forma labei piciorului sănătos. Înelișul anatomic și ușor pentru picior are o talpă cu aderență sigură pentru stabilitate fără încălțări pe suprafețe umede sau alunecoase, cât și un vârf tip sanda pentru o gamă largă de articole de încălțăminte, inclusiv pentru șlapi.

Pârghie completă până la vârf

Pârghia completă până la vârful lamei/degetului se potrivește cu lungimea piciorului sănătos, asigurând un mers mai lin și simetric.

Răspuns proporțional

Stratificarea fibrei de carbon optimizează arcuirea părții anterioare a labei piciorului de la faza medie de sprijin la cea de desprindere de sol și este proporțională cu greutatea utilizatorului și cu nivelul de impact.

Vârf tip sanda

Îneliș îngust pentru picior, corect din punct de vedere anatomic, pentru utilizare cu o încălțăminte cu vârf tip sandală.

Antepicior divizat

Caracteristica de antepicior divizat permite labei piciorului să se adapteze la suprafața de dedesubt, persoanele cu amputații putându-se deplasa natural pe o suprafață neuniformă.

Rezistent la apă

Fie că este vorba de apă dulce, apă sărată sau apă clorurată, produsele Össur rezistente la apă vă vor oferi protecția maximă de care aveți nevoie. Utilizarea materialelor de primă clasă oferă protecție permanentă împotriva pătrunderii nocive a apei, chiar și după scufundare, continuând să ofere funcționalitatea la care vă așteptați.