

Descrierea produsului

i-Limb Quantum este o mână mioelectrică multi-articulată premium, marca Össur. Este dotată cu degete din titan, care cresc cu 50% sarcinile susținute, cu până la 30% forța de prindere și cu 30% viteza de reacție, pentru a îmbunătăți mișcarea naturală, rezistența și funcționalitatea.

Având controlul gesturilor integrat, i-Limb Quantum este singura mână mioelectrică care poate schimba tipul de prindere cu un singur gest. Se activează prin mișcarea i-Limb Quantum într-una din cele patru direcții, pentru a accesa modul de prindere dorit.

Cu cele cinci degete motorizate independent și rotația motorizată a degetului mare, cu control manual, asigură dexteritate, coordonare și finețe la îndeplinirea unei game largi de activități zilnice.

Caracteristici principale

- Degetul mare rotativ electronic, cu intervenție manuală, comută automat între tipare de prindere laterală și opozițională pentru o prindere optimă.
- Selectați dintre până la 36 de prinderi diferite disponibile, atât preprogramate, cât și personalizate pentru a se potrivi activităților zilnice ale utilizatorilor.
- Funcția Vari-Grip™ oferă o forță suplimentară de prindere atunci când este aplicată.
- Auto-Grasp™ - funcție de siguranță anti-cădere pentru a împiedica alunecarea obiectelor din prindere.
- Pachetul Touch Care oferă suport de garanție de până la 5 ani.
- Biosim™ și aplicații My i-Limb™ pentru configurarea și personalizarea prizelor și a funcțiilor.
- Disponibil în 4 mărimi – extra mic*, mic, mediu și mare.
- Pentru a se potrivi stilurilor de viață individuale, sunt disponibile mai multe opțiuni de înveliș.
- Opțiuni de culoare dorsală: negru standard, alb, titan și negru carbon.
- * varianta din titan nu este disponibilă pentru mărimea XS