

Informații produs

Tip produs Picioare protetice din material compozit

Gradul de mobilitate 2, 3, 4

Greutatea corporală max. 150 kg

Nivelul amputației Amputație de coapsă, Dezarticulație de șold, Amputație de gambă

Material Carbon

Fișier produs

Gradul de mobilitate 2, 3, 4

Greutatea corporală max. 150 kg

Partea Stânga (L), Dreapta (R)

Mărime 22-30 cm

Greutate (fără înveliș cosmetic) 461 g*

Formă înveliș cosmetic labă picior Design (formă) îngust (S) pentru o înălțime a tocului de 15 +/- 5 mm (22-25 cm)
Design (formă) standard (N) pentru o înălțime a tocului de 10 +/- 5 mm (24-30 cm)

Culoare înveliș cosmetic bej 4, maro deschis 15

Greutate (cu înveliș cosmetic) 690 g*