

Specificații

Informații produs

Tip produs Picioare protetice din material compozit

Gradul de mobilitate 2, 3

Greutatea corporală max. 125 kg

Material Carbon

Fișier produs

Gradul de mobilitate 2, 3

Greutatea corporală max. 125 kg

Partea Stânga (L), Dreapta (R)

Mărime 21-30 cm

Greutate (fără înveliș cosmetic) 346 g*

Formă înveliș cosmetic labă picior Design (formă) standard (N) pentru o înălțime a tocului de 10 +/- 5 mm (21-30 cm)
Design (formă) îngust (S) pentru o înălțime a tocului de 20 +/- 5 mm (22-26 cm)

Culoare înveliș cosmetic bej 4, maro deschis 15

Greutate (cu înveliș cosmetic) 551 g*

Înălțimea sistemului cu înveliș cosmetic normal al labei protetice 95 mm*

Înălțimea de montare cu înveliș cosmetic normal al labei piciorului 113 mm*

* Datele tehnice se referă la mărimea 26 cm