

Fișier produs

Gradul de mobilitate	3, 4
Greutatea corporală max. MG 3	150 kg
Greutatea corporală max. MG 4	125 kg
Partea	Stânga (L), Dreapta (R)
Mărime	21-30 cm
Greutate (fără înveliș cosmetic)	460 g*
Formă înveliș cosmetic labă picior	Design (formă) îngust (S) pentru o înălțime a tocului de 15 +/- 5 mm (21-27 cm) Design (formă) standard (N) pentru o înălțime a tocului de 10 +/- 5 mm (24-30 cm)
Culoare înveliș cosmetic	bej 4, maro deschis 15
Greutate (cu înveliș cosmetic)	680 g*
Înălțimea sistemului cu învelișul cosmetic normal al labei protetice	131 mm*
Înălțimea de montare cu înveliș cosmetic normal al labei piciorului	149 mm*

* Datele tehnice se referă la mărimea 26 cm