

Descrierea produsului

O mână protetică mioelectrică, multi-articulată, cu cinci degete acționate individual. Degetul mare se rotește electric, cu posibilitatea de intervenție manuală.

Caracteristici principale

- Degete motorizate independent, cu prindere conformă și capacitate de blocare.
- Degetul mare care se rotește electronic, cu posibilitatea de intervenție manuală, comută automat între poziția laterală și opozițională.
- Degetele ranforsate cu titan cresc cu 50% sarcinile susținute.
- Funcția noastră de amplificare a vitezei poate mări viteza degetelor cu până la 30%.
- Controlul din aplicație oferă acces instantaneu la Quick Grips™, prin atingerea unei pictograme.
- Controlul muscular folosește semnale musculare specifice, denumite declanșatoare, pentru a instrui mâna să activeze un anumit tip de prindere.
- 18 opțiuni diferite de prindere automată disponibile.
- Caracteristica Vari-Grip™ pentru o putere suplimentară de prindere.
- Auto-Grasp™ – caracteristică de siguranță anticădere, pentru siguranță suplimentară.
- Biosim™ și aplicații My i-Limb™.
- Disponibil în 4 mărimi – foarte mic, mic, mediu și mare. Degetele foarte mici sunt din aluminiu pentru durabilitate cu greutate redusă.
- Mai multe opțiuni de învelișuri disponibile.
- Opțiuni de culoare dorsală: negru standard, alb, titan și negru carbon.