

Descrierea produsului

Vari-Flex este combinația perfectă între confort și dinamică.

Vari-Flex are o greutate redusă, este ușor de asamblat și are un profil suplu, ceea ce îl face ușor de acoperit.

Acest dispozitiv le oferă utilizatorilor o mai mare încredere în sine, siguranță și un mers natural.

Össur recomandă utilizarea Vari-Flex împreună cu sistemul de suspensie cu vacuum crescut fără manșetă Unity®, care adaugă o greutate minimă, nu adaugă înălțime de construcție și nu interferează cu dinamica Vari-Flex. Unity este conceput pentru a oferi o suspensie sigură în combinație cu tehnologia Iceross Seal-In®, stabilizând în același timp fluctuațiile de volum și menținând o potrivire confortabilă a cupei pe tot parcursul zilei.

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului, Transfemural and Transtibial

- Impact Level:

Scăzut, Moderată and Amputație înaltă

- Characteristics

Progresie tibială activă, Pârghie completă până la vârf, Răspuns proporțional, Antepicior divizat and Weatherproof

- Patient weight range

45 – 166 kg (99 – 365 lbs)

- Max patient weight

166 kg (365 lb)

Characteristics

Progresie tibială activă

Forțele verticale generate la contactul cu călcâiul sunt inițial absorbite și transformate în mișcarea de înaintare descrisă ca progresie tibială activă.

Pârghie completă până la vârf

Pârghia completă până la vârful lamei/degetului se potrivește cu lungimea piciorului sănătos, asigurând un mers mai lin și simetric.

Răspuns proporțional

Stratificarea fibrei de carbon optimizează arcuirea părții anterioare a labei piciorului de la faza medie de sprijin la cea de desprindere de sol și este proporțională cu greutatea utilizatorului și cu nivelul de impact.

Antepicior divizat

Caracteristica de antepicior divizat permite labei piciorului să se adapteze la suprafața de dedesubt, persoanele cu amputații putându-se deplasa natural pe o suprafață neuniformă.