

Descrierea produsului

LP Vari-Flex este conceput special pentru utilizatorii cu membre reziduale lungi, care nu au suficient spațiu pentru Vari-Flex.

Össur recomandă utilizarea LP Vari-Flex împreună cu sistemul de suspensie cu vacuum crescut fără manșetă Unity®, care adaugă o greutate minimă, nu adaugă înălțime de construcție și nu interferează cu dinamica LP Vari-Flex. Unity este conceput pentru a oferi o suspensie sigură în combinație cu tehnologia Iceross Seal-In®, stabilizând în același timp fluctuațiile de volum și menținând o potrivire confortabilă a cupei pe tot parcursul zilei.

General information

- Level of limb difference:

Dezarticulație de genunchi, Dezarticularea șoldului, Transfemural and Transtibial

- Impact Level:

Scăzut, Moderată and Amputație înaltă

- Characteristics

Pârghie completă până la vârf, Răspuns proporțional, Antepicior divizat and Weatherproof

- Available sizes

22-30

- Patient weight range

45 – 166 kg (99 – 365 lbs)

- Max patient weight

166 kg (365 lbs)

Characteristics

Pârghie completă până la vârf

Pârghia completă până la vârful lamei/degetului se potrivește cu lungimea piciorului sănătos, asigurând un mers mai lin și simetric.

Răspuns proporțional

Stratificarea fibrei de carbon optimizează arcuirea părții anterioare a labei piciorului de la faza medie de sprijin la cea de desprindere de sol și este proporțională cu greutatea utilizatorului și cu nivelul de impact.

Antepicior divizat

Caracteristica de antepicior divizat permite labei piciorului să se adapteze la suprafața de dedesubt, persoanele cu amputații putându-se deplasa natural pe o suprafață neuniformă.