

PROTEZĂ DE DEZARTICULAȚIE DE ÎNCHEIETURA MÂINII - ANTEBRĂȚ / BRAȚ / MIOELECTRICĂ

indicații

Amputație la nivelul antebrațului / brațului;

descriere

Mișcările mâinii (prehensiune sau prehensiune și rotație)
asigurate prin motor/motoare cu un control mioelectric

(senzori la nivelul bontului) • Mănușă estetică din material

plastic sau silicon • Manșon din rășină artificială sau fibră de

carbon • Mișcări de prehensiune și controlul proporțional

al vitezei și al forței de acționare • Opțional: mișcări de

pronație și supinație a palmei, cu ajutorul articulației

încheieturii mâinii electrice; senzor de "alunecare" la vârful
degetelor.